




Varenummer 170728

Pedalspand, Simplehuman, stål mat, rustfrit stål, 2-rums, 16+30 l, med inderspand i plast, og soft close låg, sikret mod fingeraftryk

- ✓ Stor pedalflade
- ✓ Høj holdbarhed

Produktbeskrivelse

Klassisk rektangulær pedalspand med stor pedalflade. Høj holdbarhed.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	Simplehuman
Sekundær farve	Stål mat
Features	Med inderspand i plast, og soft close låg, sikret mod fingeraftryk
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	32.5 cm
Bredde	50.3 cm
Højde	65.3 cm
Rumindhold, brutto	46 l
Antal rum	2-rums
Volumen af rum	16+30 l
Affaldstype	Tung
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	54 cm	36.5 cm	69 cm	838810006826
stk	1 stk				



Affaldsspand med blødt luk.



Affaldsspand, der er egnet til affaldssortering.



Affaldsspand med en indre plastføring.



Affaldsspande, der modvirker fingeraftryk.