



## Produktdatablad

### Bærepose, 20 l, hvid, HDPE/virgin, 46x54cm

Varenummer :	1730
Version :	05
Varegruppe :	Blokbæreposer
Forpakninger :	50 stk = 1 pakke 20 pakker = 1 kolli 36 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

**Produktbetegnelse:** Bærepose

**Farve:** hvid

**Materiale:** HDPE, virgin

**Features:** 46x54cm

**Længde/dybde:** 54 cm

**Bredde:** 46 cm

**Tykkelse:** 15 micron

**Rumindhold, netto:** 20 l

**Produktbeskrivelse:** Bærepose på blok for let tilgængelighed. Posen er udformet som t-shirtbag med knudehåndtag og er derfor praktisk både at bære og at lukke. Anvendes med fordel i både butik, kiosk, på messe eller marked.

**Sikkerhedsforskrifter og advarsler:** Bør opbevares utilgængeligt for børn.

**Bortskaffelse af produkt:** Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

**Bortskaffelse af emballage:** Kan genbruges eller forbrændes.