



Varenummer 17323

Flødepulver, PET, 250 g i glas, 250 g

### Produktbeskrivelse

Flødepulver der giver din varme drik en dejlig rund smag. Super lækkert, uanset om det er dagens første kop eller en forfriskende kaffetår sidst på dagen. Mælkepulveret leveres i et praktisk glas med skruelåg, som er lige til at have stående på mødebordet, i kantinen eller ved kaffemaskinen.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Flødepulver
Features	250 g i glas
Materiale	PET
Vægt, netto	250 g
Holdbarhed	18 måneder fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	12 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk	34.4 cm	27 cm	11 cm	4027300355049
stk	1 stk				