



Varenummer 17323

Flødepulver, PET, 250 g i glas, 250 g

Produktbeskrivelse

Flødepulver der giver din varme drik en dejlig rund smag. Super lækker, uanset om det er dagens første kop eller en forfriskende kaffetår sidst på dagen. Mælkepulveret leveres i et praktisk glas med skruelåg, som er lige til at have stående på mødebordet, i kantinen eller ved kaffemaskinen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Flødepulver
Features	250 g i glas
Materiale	PET
Vægt, netto	250 g
Holdbarhed	18 måneder fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	1 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	34.4 cm	27 cm	11 cm	4027300355049
stk	1 stk				