



Varenummer 176331

## Pedalspand, Simplehuman, stål mat, rustfrit stål, 30 l, med inderspand i plast, og soft close låg, sikret mod fingeraftryk

- ✓ Smart detalje i låget
- ✓ Høj kvalitet

### Produktbeskrivelse

Høj kvalitets pedalspand i smalt pladsbesparende design. Låget deler sig i to, når spanden åbnes. Med bred pedal og dæmpet lukkemekanisme.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	Simplehuman
Sekundær farve	Stål mat
Features	Med inderspand i plast, og soft close låg, sikret mod fingeraftryk
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	45 cm
Bredde	26 cm
Højde	66 cm
Rumindhold, brutto	30 l
Volumen af rum	30 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	49.5 cm	31 cm	71 cm	838810005683
stk	1 stk				



Affaldsspand med blødt luk.



Affaldsspand med en indre plastforing.



Affaldsspande, der modvirker fingeraftryk.