



Varenummer 176333

**Pedalspand, Simplehuman, stål mat, rustfrit stål, 38 l, med inderspand i plast, og soft close låg, sikret mod fingeraftryk**

- ✓ Stor pedalflade
- ✓ Høj holdbarhed

## Produktbeskrivelse

Klassisk rektangulær pedalspand med stor pedalflade. Høj holdbarhed.



## Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	Simplehuman
Sekundær farve	Stål mat
Features	Med inderspand i plast, og soft close låg, sikret mod fingeraftryk
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	32 cm
Bredde	40 cm
Højde	66 cm
Rumindhold, brutto	38 l
Volumen af rum	38 l
Affaldstype	Tung
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	43.5 cm	35 cm	70 cm	838810005539
stk	1 stk				



Affaldsspand med blødt luk.



Affaldsspand med en indre plastforing.



Affaldsspande, der modvirker fingeraftryk.