



Varenummer 176334

**Pedalspand, Simplehuman, stål mat, rustfrit stål, 50 l, med inderspand i plast, og soft close låg, sikret mod fingeraftryk**

- ✓ Stor pedalflade
- ✓ Høj holdbarhed

## Produktbeskrivelse

Klassisk rektangulær pedalspand med stor pedalflade. Høj holdbarhed.



## Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	Simplehuman
Sekundær farve	Stål mat
Features	Med inderspand i plast, og soft close låg, sikret mod fingeraftryk
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	32.5 cm
Bredde	50.5 cm
Højde	65.5 cm
Rumindhold, brutto	50 l
Volumen af rum	50 l
Affaldstype	Tung
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	57 cm	37 cm	70 cm	0838810005553



Affaldsspand med blødt luk.



Affaldsspand med en indre plastforing.



Affaldsspande, der modvirker fingeraftryk.