



Varenummer 176431

Pedalspand, Simplehuman, stål mat, rustfrit stål, 30 l, med inderspand i plast, og soft close låg, sikret mod fingeraftryk

- ✓ Enkel
- ✓ God kvalitet

Produktbeskrivelse

Enkel pedalspand i god kvalitet.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	Simplehuman
Sekundær farve	Stål mat
Features	Med inderspand i plast, og soft close låg, sikret mod fingeraftryk
Materiale	Rustfrit stål
Højde	65 cm
Diameter	32 cm
Rumindhold, brutto	30 l
Volumen af rum	30 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	35 cm	34 cm	66 cm	0838810005492



Affaldsspand med blødt luk.



Affaldsspand med en indre plastforing.



Affaldsspande, der modvirker fingeraftryk.