



Varenummer 176434

## Pedalspand, Simplehuman, hvid, stål, 4.5 l, med inderspand i plast, og soft close låg, sikret mod fingeraftryk

- ✓ Enkel
- ✓ God kvalitet

### Produktbeskrivelse

Enkel pedalspand i god kvalitet.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	Simplehuman
Farve	Hvid
Features	Med inderspand i plast, og soft close låg, sikret mod fingeraftryk
Materiale	Stål
Højde	30 cm
Diameter	19 cm
Rumindhold, brutto	4.5 l
Volumen af rum	4.5 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	24.5 cm	20.5 cm	32 cm	0838810098586



Affaldsspand med blødt luk.



Affaldsspand med en indre plastforing.



Affaldsspande, der modvirker fingeraftryk.