



Varenummer 176434

Pedalspand, Simplehuman, hvid, stål, 4.5 l

- ✓ Enkel
- ✓ God kvalitet

Produktbeskrivelse

Enkel pedalspand i god kvalitet.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	Simplehuman
Farve	Hvid
Features	Med inderspand i plast, og soft close låg, sikret mod fingeraftryk
Materiale	Stål
Højde	30 cm
Diameter	19 cm
Rumindhold, brutto	4.5 l
Volumen af rum	4.5 l
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	23.5 cm	20.5 cm	30 cm	
stk	1 stk				838810098586



Affaldsspande, der modvirker fingeraftryk.



Affaldsspand med blødt luk.



Affaldsspand med en indre plastføring.