



Varenummer 176440

Pedalspand, Simplehuman, stål mat, rustfrit stål, 45 l, med inderspand i plast, og soft close låg, sikret mod fingeraftryk

- ✓ Smart detalje i låget
- ✓ Høj kvalitet

Produktbeskrivelse

Høj kvalitets pedalspand i smalt pladsbesparende design. Låget deler sig i to, når spanden åbnes. Med bred pedal og dæmpet lukkemekanisme.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	Simplehuman
Sekundær farve	Stål mat
Features	Med inderspand i plast, og soft close låg, sikret mod fingeraftryk
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	59 cm
Bredde	26 cm
Højde	66 cm
Rumindhold, brutto	45 l
Volumen af rum	45 l
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	65 cm	35 cm	71 cm	0838810015361



Affaldsspand med blødt luk.



Affaldsspand med en indre plastforing.



Affaldsspande, der modvirker fingeraftryk.