


Varenummer 176621

Pedalspand, Simplehuman, stål mat, rustfrit stål, 2-rums, 2x20 l, med inderspand i plast, sikret mod fingeraftryk, soft close låg, kildesortering mulig

- ✓ Smart detalje i låget
- ✓ Høj kvalitet

Produktbeskrivelse

Høj kvalitets pedalspand i smalt pladsbesparende design. Låget deler sig i to, når spanden åbnes. Med bred pedal og dæmpet lukkemekanisme.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	Simplehuman
Sekundær farve	Stål mat
Features	Med inderspand i plast, sikret mod fingeraftryk, soft close låg, kildesortering mulig
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	59 cm
Bredde	26 cm
Højde	66 cm
Rumindhold, brutto	40 l
Antal rum	2-rums
Volumen af rum	2x20 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	63 cm	30.5 cm	70 cm	
stk	1 stk				838810007250



Affaldsspand med blødt luk.



Affaldsspand, der er egnet til affaldssortering.



Affaldsspand med en indre plastføring.



Affaldsspande, der modvirker fingeraftryk.