

ABENA®

Produktdatablad

Pedalspand, Simplehuman, 40 l, stål mat, 2-rums

Varenummer : 176621
Varegruppe : Pedalspande
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli
12 stk = 1 palle
12 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Pedalspand
Varemærke: Simplehuman
Farve: stål mat
Materiale: rustfrit stål
Features: inderspande i plast, kildesortering, ingen fingeraftryk, dæmpet lukkefunktion
Antal rum: 2-rums
Volumen af rum: 20/20 l
Længde/dybde: 59 cm
Bredde: 26 cm
Højde: 66 cm
Rumindhold, brutto: 40 l
Produktbeskrivelse: Høj kvalitets pedalspand i smalt pladsbesparende design. Låget deler sig i to, når spanden åbnes. Med bred pedal og dæmpet lukkemekanisme.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Undgå slag og stødpåvirkning.

Tilhørende varer: 133301