



Varenummer 176871

**Pedalspand, EKO E-cube, stål mat, plast/stål, 2-rums, 28+18 l, med inderspand i plast, sikret mod fingeraftryk, soft close låg, kildesortering mulig**

- ✓ soft close
- ✓ kildesortering mulig
- ✓ sikret mod fingeraftryk
- ✓

## Produktbeskrivelse

Stilfuld, rektangulær pedalspand med ekstra bred pedal. Med mulighed for at have låget i åben position fast. Pedalspanden er delt op i 2 rum, med plast inderspande, som er henholdsvis 18 og 28 liter. Til 18 l inderspanden, kræves en pose der mindst er 45 cm bred, og 60 cm lang. Til 28 l inderspanden, skal man have en pose der måler mindst 50 cm i bredden, og mindst 60 cm lang.



## Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	EKO
Vareserie	E-cube
Sekundær farve	Stål mat
Features	Med inderspand i plast, sikret mod fingeraftryk, soft close låg, kildesortering mulig
Materiale	Plast, stål
Længde/dybde	34.5 cm
Bredde	50 cm
Højde	65 cm
Rumindhold, brutto	46 l
Antal rum	2-rums
Volumen af rum	28+18 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	55.5 cm	39.5 cm	69.5 cm	8713631650248
stk	1 stk				



Affaldsspand med blødt luk.



Affaldsspand, der er egnet til affaldssortering.



Affaldsspand med en indre plastforing.

