



Varenummer 176877

Pedalspand, Simplehuman, stål mat, rustfrit stål, 4.5 l, med inderspand i plast, og soft close låg

- ✓ Flot retro look
- ✓ Stærk pedal

Produktbeskrivelse

Det kuppelformede låg og de svajende detaljer giver pedalspanden et sjovt retro look. Med stærk og holdbar pedal og soft close låg.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	Simplehuman
Sekundær farve	Stål mat
Features	Med inderspand i plast, og soft close låg
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	22.1 cm
Bredde	25 cm
Højde	31.1 cm
Rumindhold, brutto	4.5 l
Volumen af rum	4.5 l
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	38.5 cm	19 cm	30 cm	838810013633
stk	1 stk				



Affaldsspand med blødt luk.



Affaldsspand med en indre plastforing.