



Varenummer 177044

Pedalspand, Simplehuman, sort, plast, 50 l, med bred pedal, soft close låg, samt lås på låget

- ✓ Rummelig
- ✓ Flad bagside
- ✓ Med lås

Produktbeskrivelse

Rummelig plast pedalspand med flad bagside, dæmpet lukkemekanisme og slide lås, der sikrer at f.eks. kæledyr ikke kan komme til affaldet.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	Simplehuman
Farve	Sort
Features	Med bred pedal, soft close låg, samt lås på låget
Materiale	Plast
Længde/dybde	35.5 cm
Bredde	48 cm
Højde	67.5 cm
Rumindhold, brutto	50 l
Volumen af rum	50 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	59 cm	39.5 cm	68 cm	838810011134
stk	1 stk				



Affaldsspand med blødt luk.