



Produktdatablad

Varmtvands-opløselig sæk, virgin, 60 ltr, 55x100 cm, 20 my, transparent, 25 stk

Varenummer: 1805



Varedeklaration

Forpakning: 25 Stk pr. Rulle, 4 Rulle pr. Kolli, 108 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Vandopløselig sæk

Holdbarhed: 1-2 år ved korrekt opbevaring

Produktbeskrivelse: Benyttes til sikker håndtering af snavset eller inficeret tøj. Sækkene opløses 100% ved 60 grader varmt vand. Sækken er løst rullet.

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.

Farve: klar

Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Bør opbevares utilgængeligt for børn.

Materiale: virgin

Ingredienser/sammensætning: PVAL

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Features: 55x100cm

Længde/dybde: 100cm

Bredde: 55cm

Tykkelse: 20micron

Rumindhold, netto: 60l