



Varenummer 1978

Isterningepose, Schur, 171 ml, lyseblå,  
LDPE/virgin, 18x34cm, til knust is

✓ Let anvendelig



## Produktbeskrivelse

Enkel og let måde at lave og opbevare isterninger.



LDPE

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Isterningepose
Varemærke	Schur
Sekundær farve	Lyseblå
Features	18x34cm, til knust is
Materiale	LDPE, virgin
Længde/dybde	34 cm
Bredde	18 cm
Rumindhold, netto	171 ml
Tykkelse	25 micron
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 pk	13 cm	12 cm	21 cm	5701036016397
pk	20 ark				5701036016151



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



PE med lav densitet.