



Varenummer 1978

Isterningepose, Schur, 171 ml, lyseblå, LDPE/
virgin, 18x34cm, til knust is

✓ Let anvendelig



Produktbeskrivelse

Enkel og let måde at lave og opbevare isterninger.



LDPE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Isterningepose
Varemærke	Schur
Sekundær farve	Lyseblå
Features	18x34cm, til knust is
Materiale	LDPE, virgin
Længde/dybde	34 cm
Bredde	18 cm
Rumindhold, netto	171 ml
Tykkelse	25 micron
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EC) 1907/2006, (EF) Nr. 2024/3190
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 pk	13 cm	12 cm	21 cm	5701036016397
pk	20 ark				5701036016151



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



PE med lav densitet.