



Varenummer 1979

Isterningepose, Schur, 375 ml, lyseblå, LDPE/virgin, 18x34cm

✓ Let anvendelig



Produktbeskrivelse

Enkel og let måde at lave og opbevare isterninger.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Isterningepose
Varemærke	Schur
Sekundær farve	Lyseblå
Features	18x34cm
Materiale	LDPE, virgin
Længde/dybde	34 cm
Bredde	18 cm
Rumindhold, netto	375 ml
Tykkelse	25 micron
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) nr. 1935/2004
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	24 pk	13 cm	12 cm	21 cm	5701036302254
pk	10 stk				5701036101536



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



PE med lav densitet.