



Varenummer 1981

**Madamepose, 5 l, hvid, LDPE/
 genanvendt, bølgemotiv, 25x36,5cm,
 med huller til holder**

- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Passer til Madame stativ
- ✓ RE3 kvalitet

Produktbeskrivelse

Madameposen er en specielt udviklet og særligt hygiejnisk affaldspose til dametoiletet. Anvendes til hygiejneaffald. Posen er let at anvende og passer til Madame-stativ. Fremstillet af industrielt affald, hvilket er den bedste kvalitet af genbrugsplast og poserne kan derfor produceres med et minimum af plast.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Madamepose
Farve	Hvid
Features	Bølgemotiv, 25x36,5cm, med huller til holder
Materiale	LDPE, genanvendt
Længde/dybde	36.5 cm
Bredde	25 cm
Rumindhold, netto	5 l
Tykkelse	35 micron
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	26 cm	19.3 cm	13 cm	5703538039270
pk	100 stk				5703538039263
stk	1 stk				5703538039256

 Produktet er fremstillet af 100 % genanvendt plastaffald.

 PE med lav densitet.