



Varenummer 1982

Madamepose, 5 l, hvid, LDPE/RE3, kunstmotiv, 25x36,5cm, med huller til holder

- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Passer til Madame stativ
- ✓ RE3 kvalitet

Produktbeskrivelse

Madameposen er en specielt udviklet og særligt hygiejnisk affaldspose til dametoiletet. Anvendes til hygiejneaffald. Posen er let at anvende og passer til Madame-stativ. Fremstillet af industrielt affald, hvilket er den bedste kvalitet af genbrugsplast og poserne kan derfor produceres med et minimum af plast.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Madamepose
Farve	Hvid
Features	Kunstmotiv, 25x36,5cm, med huller til holder
Materiale	LDPE, RE3
Længde/dybde	36.5 cm
Bredde	25 cm
Rumindhold, netto	5 l
Tykkelse	35 micron
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	27 cm	20.8 cm	12.4 cm	5703538039317
pk	100 stk	0 cm	0 cm	0 cm	5703538039300
stk	1 stk				5703538039294



PE med lav densitet.



Reducer, genanvend, genbrug.