



Varenummer 1990

## Madamepose, 5 l, hvid, LDPE/ genanvendt, kunstmotiv, 25x37cm, med huller til holder

- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Passer til Madame stativ
- ✓ RE3 kvalitet

### Produktbeskrivelse

Madameposen er en specielt udviklet og særligt hygiejnisk affaldspose til dametoiletet. Anvendes til hygiejneaffald. Posen er let at anvende og passer til Madame-stativ. Fremstillet af industrielt affald, hvilket er den bedste kvalitet af genbrugsplast og poserne kan derfor produceres med et minimum af plast.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Madamepose
Farve	Hvid
Features	Kunstmotiv, 25x37cm, med huller til holder
Materiale	LDPE, genanvendt
Længde/dybde	37 cm
Bredde	25 cm
Rumindhold, netto	5 l
Tykkelse	35 micron
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 2023/2006
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	25 pk	26.4 cm	22.5 cm	9 cm	5703538039638
pk	14 stk				5703538039614



Produktet er fremstillet af  
100 % genanvendt plastaffald.



PE med lav densitet.