



Varenummer 1999900055

Rengøringsvogn, mellem, 1160x510x1180mm, sort, jern, til mikrofibersystem, med tilbehør

- ✓ Praktisk størrelse
- ✓ Medfølgende spande

Produktbeskrivelse

Rengøringsvogn med tilbehør til mikrofibersystem - herunder 25 liter moppeboks, 6 liter inventarspande og affaldsstativ der kan holde til poser på op til 110 liter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Rengøringsvogn
Model	Mellem
Farve	Sort
Features	Til mikrofibersystem, med tilbehør
Materiale	Jern
Længde/dybde	1160 mm
Bredde	510 mm
Højde	1180 mm
Vægt, netto	19.8 kg
Inkluderet tilbehør	3 stk. Redskabsholder - 1999900081, 3 stk. Redskabskrog - 1999900082, 1 stk. Inventarspand - 1999900064, 1 stk. Inventarspand - 1999900065, 3 stk. Plastbakke - 1999900076, 1 stk. Moppeboks - 1999900052, 1 stk. Moppeboks - 1999900053.
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	116 cm	51 cm	118 cm	
stk	1 stk				5703538431319