



Varenummer 1999900107

Kompressionssæt, Coflex TLC Zinc Lite, 2-lags, 6,5m x 10cm, lag 2 er med visuel indikator

- ✓ 2-lags kompressionsystem
- ✓ kontinuerlig og effektiv kompression
- ✓ nylonstrømpe medfølger



Produktbeskrivelse

CoFlex TLC Zinc 2 lags kompressions er et kompressionssystem uden latex i 2 trin til behandling af venøse bensår og andre relaterede tilstande. Lag 1 er en blød absorberende skum med zink, som er komfortabel mod patientens hud. Lag 2 er en selvhæftende kortstræksbandage, der sikrer vedvarende kompression. Bandagerne hæfter på hinanden og holdes derved på plads. Kan anvendes op til 1 uge. Må anvendes til patienter med ABI lig eller større end 0,5. En nylonstrømpe medfølger.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kompressionssæt
Varemærke	Coflex
Vareserie	TLC Zinc Lite
Features	Lag 2 er med visuel indikator
Længde/dybde	6.5 m
Bredde	10 cm
Antal lag	2-lags
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 stk	34.2 cm	26 cm	20.8 cm	10724004611877
stk	1 stk				724004611870



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.