

Varenummer 1999900161



Gastro

Paptallerken, ABENA Gastro, Ø23cm, hvid, pap, ecobarrier

- ✓ Økonomisk
- ✓ Engangs



Produktbeskrivelse

Ecobarrier paptallerkerne har de samme egenskaber som en plastikbelagt paptallerken.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Paptallerken
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Ecobarrier
Materiale	Pap
Diameter	23 cm
Vægt, netto	9.5 g
Vægt, brutto	9.5 g
Tykkelse	220 g/m ²
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Anvendelsestemperatur	-30°C - +220°C

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	40.5 cm	24.1 cm	24.5 cm	5703538406164
pk	50 stk	23 cm	23 cm	3 cm	5703538406157
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



Produktet er lavet af pap.



Produktet er frysesikkert.



Produktet kan bruges i mikrobølgeovnen.