



Varenummer 1999900172

Prontosan Debrideringspad, 12,76x9,2cm, hvid, steril

- ✓ Hurtig fjerning af sårrester
- ✓ Mikrofiberteknologi
- ✓ Rengører såret for døde cellerester



Produktbeskrivelse

Prontosan debrideringspad bruges til hurtig, effektiv og sikker debridering. Prontosan debrideringspad frigør såret fra belægninger og døde cellerester (debris) og absorberer overskydende eksudater. Intakt væv skånes. Prontosan debrideringspad giver gode resultater selv ved skallende og nekrotiske belægninger, hvis det anvendes efter forudgående autolytisk behandling.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Prontosan Debrideringspad
Farve	Hvid
Features	Steril
Materiale	Polyester, PP
Længde/dybde	12.76 cm
Bredde	9.2 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	11.8 cm	5.2 cm	15.5 cm	7612449149801
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt

STERILE