


NY: PRONTOSAN® DEBRIDEMENT PAD

MARTS 2020

Prontosan® debridement pad er den seneste tilføjelse til Prontosan® produktfamilien. Prontosan® debridement pad anvendes til effektiv, men skånsom, mekanisk debridering af sår i kombination med Prontosan® sårskyllevæske og Prontosan® sårgel.

Egenskaber:

- Effektiv oprensning og debridering af sår med mikrofiber teknologi
- Oprensning af sårbund og omkringliggende hud
- Skånsom debridering uden irritation af væv og intakt hud
- Belægninger og dødt væv fjernes effektivt – og overskydende eksudat absorberes
- Unikt dråbeformet design som også gør det muligt at komme ned i kaviteter
- Emballagen bruges til sikker og aseptisk iblødsætning af Prontosan® debridement pad inden brug



Antal styk	Varenr.:
10 stk./æske	3908457