

Varenummer 1999900228

## Termokasse, 40x30x14cm, hvid, EPS, 1-rums, ekskl. låg

- ✓ EPS
- ✓ ,
- ✓ Kraftigt isolerende



### Produktbeskrivelse

Termokassen er velegnet til transportering af kolde eller varme emner.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Termokasse
Farve	Hvid
Features	Ekskl. låg
Materiale	EPS
Længde/dybde	40 cm
Bredde	30 cm
Højde	14 cm
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	79.5 cm	60 cm	80 cm	



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.

