


Varenummer 1999900228



Termokasse, 40x30x14cm, hvid, EPS, 1-rums, eksl. låg

- ✓ EPS
- ✓ ,
- ✓ Kraftigt isolerende



Produktbeskrivelse

Termokassen er velegnet til transportering af kolde eller varme emner.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termokasse
Farve	Hvid
Features	Eksl. låg
Materiale	EPS
Længde/dybde	40 cm
Bredde	30 cm
Højde	14 cm
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	79.5 cm	60 cm	80 cm	
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.

