


Varenummer 1999900231

## Låg til termokasse, 40x30x3cm, hvid, EPS

✓ Passer til termokasse



## Produktbeskrivelse

Låg til termokasse

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Låg til termokasse
Farve	Hvid
Materiale	EPS
Længde/dybde	40 cm
Bredde	30 cm
Højde	3 cm
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer fra -80C til +40C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	36 stk	79.5 cm	95.9 cm	80 cm	
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.

