



Produktdatablad

Termokasse med låg, EPP, kraftig, til 1/1 Gastronorm bakker, 60 x 40 x 33 cm., sort

Varenummer: 1999900236



Varedeklaration

Forpakning: 3 Stk pr. Kolli, 6 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Termokasse. Materiale: EPP. Features: 1/1 GN, kraftig, vandtæt. Længde/dybde: 60 cm. Bredde: 40 cm. Højde: 33 cm. Rumindhold, brutto: 49 l. Certifikater: Til fødevarer. Temperatur Tolerance: Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved frost og køl, samt opvarmning i 2 timer ved temperaturer op til 70°C og hot-fill. Antal rum: 1-rums. Direktiver, lovgivning og regler: (EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020. Produktbeskrivelse: Termokassen er velegnet til transportering af kolde eller varme emner. Termokassen er lavet af det stærke EPP materiale og har derfor stor holdbarhed samt tåler maskinopvask. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.