



Varenummer 1999900282

Pipette, Vitrex, 200µl

Produktbeskrivelse

Vitrex miniature pipette med fast volumen er specielt designet til brug i forbindelse med diagnostiske testkit. Farvekoden for hver pipette angiver volumen - hvilket sikrer nem identifikation.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pipette
Varemærke	Vitrex
Features	200µl
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	25 stk	24.2 cm	19.5 cm	9.2 cm	
stk	1 stk				

