

Varenummer 1999900282

Pipette, Vitrex, 200µl



Produktbeskrivelse

Vitrex miniature pipette med fast volumen er specielt designet til brug i forbindelse med diagnostiske testkit. Farvekoden for hver pipette angiver volumen - hvilket sikrer nem identifikation.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pipette
Varemærke	Vitrex
Features	200µl
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	6 stk	19.5 cm	8.2 cm	1.5 cm	4052919046361
stk	1 stk				