



Varenummer 1999900291

## Burgerbakke, 19x13x4,5cm, transparent, PLA, med hængslet låg

✓ Flot indhold præsentation



### Produktbeskrivelse

Burgerboks der anvendes som emballage til fastfood.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Burgerbakke
Sekundær farve	Transparent
Features	Med hængslet låg
Materiale	PLA
Længde/dybde	19 cm
Bredde	13 cm
Højde	4.5 cm
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, 94/62/EF, BEK nr 681 af 25/05/2020, FDA-godkendt
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Mikrobølgeovn, varmholdelse, ovn og "hot fill"
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Anvendelsestemperatur	Op til 40 °C, Frys (-10°C)
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	252 stk	59 cm	39.7 cm	41.4 cm	5703538397998
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



Polylaktid er en type plast.