


Varenummer 1999900291

Burgerbakke, 19x13x4,5cm, transparent, PLA, med hængslet låg

✓ Flot indhold præsentation



Produktbeskrivelse

Burgerboks der anvendes som emballage til fastfood.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Burgerbakke
Sekundær farve	Transparent
Features	Med hængslet låg
Materiale	PLA
Længde/dybde	19 cm
Bredde	13 cm
Højde	4.5 cm
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, 94/62/EF, BEK nr 681 af 25/05/2020, FDA-godkendt
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Mikrobølgeovn, varmholdelse, ovn og "hot fill"
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Temperatur Tolerance	Op til 40 °C, Frys (-10°C)
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	252 stk	59 cm	39.7 cm	41.4 cm	5703538397998
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polylaktid er en type plast.