



Varenummer 1999900316

## Engangskateter, Mediplast, nelaton, CH 10, 40cm, ucoated, steril

✓ Blød, afrundet spids for ikke at skade urinrørets slimhinde.



### Produktbeskrivelse

Anvendes til engangskateterisation eller skylning i fistler og kaviteter. Kateteret kan påføres glidecreme inden indføring.



STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	Mediplast
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 10
Farve	Sort
Features	Ucoated, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PVC
Længde/dybde	40 cm
Effektiv længde	36 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Farvekodet jævnfør standarden for sugekateter for lettere identificering af rette størrelse. Blød, afrundet spids for ikke at skade urinrørets slimhinde

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 pk	52.6 cm	45.1 cm	31.4 cm	07395502041945
pk	100 stk	50 cm	21.8 cm	9.4 cm	07395502064036



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt