



Varenummer 1999900321

Engangskateter, Mediplast, tiemann, CH 14, 40cm, ucoated



Produktbeskrivelse

Anvendes til engangskateterisation eller skylning i fistler og kaviteter. Kateteret kan påføres glidecreme inden indføring.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	Mediplast
Spidstype	Tiemann
Størrelse	CH 14
Farve	Grøn
Features	Ucoated
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PVC
Længde/dybde	40 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	50 cm	21.7 cm	9.4 cm	07395502064173



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.