



Varenummer 1999900325

Glidegel, OptiLube, steril, 42 g

✓ Gelen har en høj viskositet, og fordeler sig jævnt på alle overflader.



Produktbeskrivelse

Anvendes som glidemiddel ved anlæggelse af kateter eller andre procedurer, som kræver smøremiddel. Gelen har en høj viskositet, og fordeler sig jævnt på alle overflader. Indeholder ikke bedøvende eller desinficerende middel. Fås i flere tube og brev størrelser.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Glidegel
Varemærke	OptiLube
Features	Steril
Vægt, brutto	42 g
Steriliseringsmetode	R
Certifkater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	72 stk	36 cm	31.5 cm	17 cm	5060222470062
pk	12 stk	14.5 cm	14.5 cm	10.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE