

Varenummer 1999900350

## Bakke, C 2325-1C, 32,5x26,5x6cm, 3885 ml, hvid, CPET, 1-rums, standard serie, 1/2 GN

- ✓ Eget til ovn
- ✓ Eget til mikroovn
- ✓ Eget til alle fødevarer
- ✓ Eget til forsegling



### Produktbeskrivelse

C-PET produkter er velegnede til alle typer fødevarer. C-PET produkter er særligt gode til brug i ovn ved temperaturer op til 220°C. Til låg kan der anvendes lågfolie, men også snap-on låg. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Bakke
Model	C 2325-1C
Farve	Hvid
Features	Standard serie, 1/2 GN
Materiale	CPET
Længde/dybde	32.5 cm
Bredde	26.5 cm
Højde	6 cm
Rumindhold, brutto	3885 ml
Antal lag	1-lags
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EU) 2022/1616, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) 1895/2005
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer mellem -40°C og stuetemperatur, samt i 6 timer ved 75°C. Produktet kan ydermere anvendes til opvarmning i 2 timer ved temperaturer op til 200°C og i 30 minutter ved 225°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	124 stk	55.5 cm	40 cm	35.8 cm	5703969021400
stk	1 stk				

1999900350



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er fryseseikkert.



Produktet kan bruges i mikrobølgeovnen.



Produktet kan bruges i ovnen.