



Produktdatablad

Overfladedesinfektion servietter, Optim Blue, 17x15cm, hvid, hydrogenperoxide, 160 stk.

Varenummer: 1999900351



Varedeklaration

Forpakning: 12 Stk pr. Kolli, 25 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Overfladedesinfektion servietter. Varemærke: Optim. Holdbarhed: 12 måneder. Holdbarhed, åbnet: 1 måned. Features: hydrogenperoxide, 160 stk. Længde/dybde: 17 cm. Bredde: 15 cm. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys. Produkt- eller teststandarder: EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 16615, EN 13697. Direktiver, lovgivning og regler: BPR EU 528/2012. Faresætninger: Ingen. Produktbeskrivelse: OPTIM® desinficerende vådservietter dræber bakterier på overflader hurtigt - op til 10 gange hurtigere end andre førende desinfektionsmidler. OPTIM renser og desinficerer overflader ved hjælp af Accelerated Hydrogen Peroxide® (AHP®) som ikke indeholder duftstoffer. Det aktive stof (AHP) nedbrydes til vand og ilt efterdesinfektion, og er derfor et skånsomt produkt, både overfor miljøet og for brugerne. OPTIM overfladerengøring- og desinficeringsmiddel er baseret på AHP formelen (Accelerated Hydrogen Peroxide), en revolutionerende, globalt patenteret desinfektions teknologi. I modsætning til andre desinfektionsmidler er OPTIM ikke baseret på fenoler, alkoholer, aldehyder, klor- eller kvartære ammoniumforbindelser. Produktet er vurderet af CEI som beregnet til desinfektion af overflader i sundhedssektoren. Anbefales at bruge handsker ved brug. Brugsanvisning: Anvendes til desinfektion af udstyr, inventar og kontaktpunkter ved patienter i isolation og andet Medicinsk udstyr. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Opbevares utilgængeligt for børn. Andre sikkerhedssætninger fremgår af sikkerhedsdatabladet under punkt 2.2 og på emballagen. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.