



Varenummer 1999900376

## Blodtryksapparat, Welch Allyn, ProBP 2000, til batterier



### Produktbeskrivelse

ProBP 2000 automatisk blodtryksmåleren måler hurtigt og skånsomt blodtrykket ved blot et enkelt tryk på knappen. Anvender SureBP-teknologi som er en algoritme for gennemsnit af blodtryk, der gør det muligt for enheden at registrere blodtryksmålinger under oppustningen af manchetten. Blodtryksmålinger registreres efter cirka 20 sekunder, dette giver en mere behagelig oplevelse for patienten. Kompatibel med Welch Allyn Flexi-Port blodtryksmanchetter, fra barnestørrelse 9 til lårstørrelse 13 (15 - 55 cm rækkevidde). Blodtryksapparatet leveres med en voksen FlexiPort blodtryksmanchet i størrelse 11, Ø 25 - 34 cm. ProBP 2000 findes i 2 udgaver enten med strømforsyning eller til batterier (her anvendes 4 styk AA batterier).

### Specifikationer

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Produktbetegnelse                | Blodtryksapparat |
| Varemærke                        | Welch Allyn      |
| Model                            | ProBP 2000       |
| Farve                            | Hvid             |
| Features                         | Til batterier    |
| Strømspecifikationer             | Strøm            |
| Certifikater                     | CE               |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIa       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC        |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN          |
|-------|------------|--------|--------|-------|--------------|
| stk   | 1 stk      | 28 cm  | 21 cm  | 17 cm | 732094252781 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.