



Varenummer 1999900440

ABENA® Gastro.

Dressingbæger, ABENA Gastro, 2,8cm, Ø4,6cm, 30 ml, klar, PP, 1-rums

✓ Kraftig kvalitet



Produktbeskrivelse

Portionsbægere er meget velegnede til at servere smagsprøver eller små portioner i og fås i forskellige størrelser.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Dressingbæger
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Klar
Materiale	PP
Højde	2.8 cm
Diameter	4.6 cm
Vægt, netto	1.3 g
Rumindhold, netto	30 ml
Antal lag	1-lags
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Anvendelsestemperatur	-20°C - +100°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 pk	24 cm	20 cm	28 cm	4031222331012
pk	50 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet kan bruges i
mikrobølgeovnen.



Polypropylen er en type plast.



Produktet er frysesikkert.