



Varenummer 1999900467

Ileostomipose, SenSura Mio, Mini, 10-45 mm, 1-dels, tømbar, opklipbar



Produktbeskrivelse

*Elastisk klæber giver en sikker vedhæftning til individuelle kropsfaconer*Neutralt Gråt tekstil, som giver optimal diskretion og et ærligt udseende*Det unikke cirkelformede filter er blevet påvist at reducere ballooning

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ileostomipose
Varemærke	SenSura
Vareserie	Mio
Størrelse	Mini
Features	1-dels, tømbar, opklipbar
Hulstørrelse	10-45 mm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	360 stk	40 cm	40 cm	32 cm	5708932946292
pk	30 stk	16 cm	23 cm	10 cm	5708932946308
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

