


Varenummer 1999900587

Sænkingsrør, Monosed, 1,28 ml, med 3,2% natriumcitrat, sterilt inden i, ikke uden på



Produktbeskrivelse

Monosed rør til sænkingsanalyse enten med manuel eller automatisk aflæsning (Microsed analyse app.)

Glasrør med sort låg, Ø8 mm og 1,28 mL prøvemateriale. Aflæsningstid: 30 minutter i sænkingsstativ, 15 -30 minutter maskinelt afhængigt af typen af analyseapparat.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sænkingsrør
Varemærke	Monosed
Features	Med 3,2% natriumcitrat, sterilt inden i, ikke uden på
Rumindhold, brutto	1.28 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Generel
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	800 stk	39 cm	39.5 cm	27.5 cm	3661540300288
pk	50 stk	18.9 cm	13.2 cm	9.4 cm	3661540300202
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.