



Varenummer 1999900598

Tætningsring, Eakin Cohesive, Ø48mm, 4,2 mm



Produktbeskrivelse

Anvendes til stomibandagering

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tætningsring
Varemærke	Eakin
Vareserie	Cohesive
Diameter	48 mm
Tykkelse	4,2 mm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1500 stk	40.5 cm	40.5 cm	39.4 cm	
pk	30 stk	7.5 cm	7.5 cm	18 cm	5060267410016
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.