



Varenummer 1999900599

Tætningsring, Eakin Cohesive Slims, Ø48mm



Produktbeskrivelse

Anvendes til stomibandagering

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tætningsring
Varemærke	Eakin
Vareserie	Cohesive Slims
Diameter	48 mm
Tykkelse	3 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1500 stk	40 cm	40 cm	39 cm	
pk	30 stk	7.6 cm	7.6 cm	18 cm	5060267410047
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.