



Varenummer 1999900633

Termokasse, 63x50x58cm, 83 l, 83 l,
sort, EPP, 1-rums, 1/1 GN, frontloader,
12 indstik

- ✓ EPP
- ✓ Tåler maskinopvask
- ✓ Kraftigt isolerende
- ✓ Stor holdbarhed



Produktbeskrivelse

Termokassen er velegnet til transportering af kolde eller varme emner. Termokassen er lavet af det stærke EPP materiale og har derfor stor holdbarhed samt tåler maskinopvask.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termokasse
Farve	Sort
Features	1/1 GN, frontloader, 12 indstik
Materiale	EPP
Længde/dybde	63 cm
Bredde	50 cm
Højde	58 cm
Rumindhold, netto	83 l
Rumindhold, brutto	83 l
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EC) 1907/2006
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Temperatur Tolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved frost og køl, samt opvarmning i 2 timer ved temperaturer op til 70°C og hot-fill
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved frost og køl, samt opvarmning i 2 timer ved temperaturer op til 70°C og hot-fill
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	79 cm	59.5 cm	60 cm	
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.