

Varenummer 1999900641

Kateterrem, Ugo Fix, 45cm, Small



Produktbeskrivelse

Ugo Fix kateterrem er udviklet til at understøtte uretrale og suprapubiske katetre, samt hylstersystemer. Den kan fastgøres på katetret eller benposens slange efter ønske.

Der anbefales at Ugo Fix kateterrem udskiftes dagligt, eller før hvis remmen bliver forurenset. For at gøre det lettere, har vi pakket remmene i sæt med 5 stk. af hensyn til den daglige brugs- og vaskecyklus.

For at fastholde Ugo Fix kateterrem optimale ydeevne anbefales der, at patienten vasker remmen i en vaskepose. Til hjælp med dette leveres der en vaskepose med hver kasse Ugo Fix kateterremme.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kateterrem
Varemærke	Ugo Fix
Features	Small
Materiale	Nylon, polyether
Længde/dybde	45 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	5 stk	21 cm	15.5 cm	9 cm	5060222471700
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke
latex.