

Varenummer 1999900644

Kateterrem, Ugo Fix, 180cm, Extra large

- ✓ Ugo Fix kateterrem er udviklet til at understøtte uretrale og suprapubiske katetre, samt hylstersystemer.
- Der medfølger en vaskepose ved hver kasse af Ugo Fix kateterremme



Produktbeskrivelse

Ugo Fix kateterrem er udviklet til at understøtte uretrale og suprapubiske katetre, samt hylstersystemer. Den kan fastgøres på katetret eller benposens slange efter ønske.

Der anbefales at Ugo Fix kateterrem udskiftes dagligt, eller før hvis remmen bliver forurenet. For at gøre det lettere, har vi pakket remmene i sæt med 5 stk. af hensyn til den daglige brugs- og vaskecyklus.

For at fastholde Ugo Fix kateterrem optimale ydeevne anbefales der, at patienten vasker remmen i en vaskepose. Til hjælp med dette leveres der en vaskepose med hver kasse Ugo Fix kateterremme.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kateterrem
Varemærke	Ugo Fix
Features	Extra large
Materiale	Nylon, polyester
Længde/dybde	180 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk				
pk	5 stk	20 cm	15.5 cm	9 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.